

# AED

自動体外式除細動器



## 小型自動体外式除細動器

### AED-M100シリーズ

商品コード:AED-M100

cardiolife

# AED

mobile



made **in** Japan

ガイドライン  
2020 対応

日本語 English  
BILINGUAL



## 携帯性と操作性を追求、 さらに使いやすく

- 必要な機能はそのままに、体積を76%、重量を56%減<sup>※1</sup>
- 音声ガイドで操作の確認が可能
- 電源ONと同時に動作音(100回/分)がスタートし、CPRの質<sup>※2</sup>の向上をサポート
- 電極パッドの使用期限や導通確認を含めたセルフテスト
- -5℃の環境でも操作が可能、IP55に準拠した防塵性および防水性も装備
- 日本語と英語のバイリンガルに対応可能<sup>※3</sup>

※1 当社従来品(AED-3100)比

※2 リズム、深さ、リコイル、NFF(The no-flow-fraction)が重要な指標といわれています

※3 詳しくはお問合せください



エレクトロニクスで病魔に挑戦

 NIHON KOHDEN

あなたに勇気を届けたい

～救命率向上のために、私たちは努力を続けています～

# AED-M100



## 規格

電極パッド	使い捨てパッド P-740シリーズ P-749
出力	切取型指数関数 - 定電力二相性波形
エネルギー出力 (500時)	漸増式 1回目:150J 2回目:200J 3回目:200J
音声ガイド	日本語、日本語/英語 バイリンガル
メモリ	救助データ: 3件90分(1件あたり最大30分)の心電図波形とイベント情報 セルフテスト履歴: 毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、 その他のセルフテスト50件
バッテリー	バッテリーパック SB-M10V 二酸化マンガンリチウム一次電池(充電不可) 容量:70回以上の除細動ショック、または3時間以上の動作 (新品のバッテリー、20℃のとき) ※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。
無線通信	Bluetooth®、無線LAN
振動	IEC 60601-1-11:2015
衝撃	IEC 60068-2-27:2008 衝撃ピーク値 50G IEC 60601-1-11:2015
落下	MIL-STD-810G w/Change 1(2014)516.7 SHOCK ProcedureIV Transit Drop 1.22m(キャリングケースに入 った状態で満たす)
外装保護	IP55 装置の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内 部に侵入せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響 を受けない。
寸法・質量	幅199×高さ40×奥行148mm 約1.0kg(バッテリーパック、使い捨てパッドを含む)

※本製品は、レンタル専用機です。

## 付属品

- ・キャリングケース YC-M10V
- ・ショルダーベルト

## 消耗品

- ・使い捨てパッド P-740シリーズ P-749  
製造販売届出番号:13B1X00206000345

## 忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、管理者も設置し、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検する事が重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理をサポートする独自のサービスをご用意しております。お客様の都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。



チェックカード

## AEDリモート監視システム ARM-1000

AED LinkageはAEDの状態を集中管理するシステムです。



- Web上で AED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリーの残量等を確認できます。
- AEDにトラブルがあった場合や電極パッドやバッテリーの使用期限前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

## 「耐用期間」を過ぎたAEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。

### 〈医療機器「耐用期間」の定義〉

医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。

(社)電子情報技術産業協会  
ヘルスケアインダストリー事業委員会  
2009年5月21日改訂 医療機器「耐用期間」の自主基準(改訂版)より

★ AED保守受付センタ ☎0120-233-821

★ AED専用ホームページ AEDライフ  
<https://www.aed-life.com/>

- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
- ・AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。



販売名:小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ  
商品コード:AED-M100

医療機器承認番号 30100BZX00172000

クラス分類:高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売

日本光電

日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合 1-31-4 〒161-8560  
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>

※BluetoothはBluetooth SIG, inc.の登録商標です。  
顔写真は本人の同意を得て使用しています。  
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。