

AED
自動体外式除細動器



Mobile AED レンタル

小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ (商品コード: AED-M100)

販売名: 小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ
商品コード: AED-M100
医療機器承認番号 30100BZX00172000

クラス分類: 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器


販売名: 使い捨てパッド P-740シリーズ
商品コード: P-749

届出番号: 13B1X00206000345

クラス分類: 一般医療機器、体表用除細動電極

忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検する事が重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理をサポートする独自のサービスをご用意しております。お客様の都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしてください。



チェックカード

ガイドライン
2020 対応



- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
- ・AEDに不測の事態が発生した時には、日本光電にご連絡ください。



国内唯一の“小型自動体外式除細動器”

従来の当社製AEDの特徴であった「取っ手」、
「電極パッドを収納するためのフタをなくした新設計で小型、軽量化。
AED本体（バッテリー、パッド含む）1.0kg以内を実現。

◇当社普及タイプAEDのとの比較



AED-3100 (普及タイプ)



AED-M100 (モバイルタイプ)

体積 $\frac{1}{4}$ 以下
質量 $\frac{1}{2}$ 以下

手の形状に合わせて保持が可能

スポーツイベント等でファーストレスポnderが長時間にわたって携帯することを想定し、通常は身体に極力負担のかからない肩掛け、緊急時には雨天等でもしっかりと手に持って走ることができるようにした専用設計。



今までにない『Portability (持ち運びやすさ)』により、AEDの『Accessibility (利用しやすさ)』の向上、AEDの使用環境拡大が見込めます。

マラソン大会

展示会
イベント

スポーツ
遠征試合


登山

旅行

キャンプ

運動会

Portability (AEDの携行しやすさ)

- **A5サイズ**  のAEDだから、**バッグに入れる** 、**肩からかける** 、**手に持つ**  など、持ち運びのしやすさ向上が期待できます。

- 重さは軽量ノートパソコンと同程度の **約1kg** (※1) 。他に荷物があっても負担が少なく、長時間の携行にも便利なAEDを目指しました。
(※1) AED本体 (バッテリー、パッド含む) 重量

- IEC規格 **IP55の防塵・防水性**  を備えており、屋外でのAED携行、AEDの使用を考慮しました。

Accessibility (AEDの利用しやすさの向上)



【AED-M100レンタル価格表】

(※2) AED-M100 消耗品一覧 (税込)

AED短期レンタル構成

- ①本体
- ②使い捨てパッド 2組
- ③取扱説明書
- ④バッテリーパック (本体に内蔵)
- ⑤専用ケース
- ⑥AED/ CPRレスキューキット

品 名	型式	価格 (税込)
使い捨てパッド P-749 (未就学児・小学生～大人共通)	P-749	10,780円
AED/ CPRレスキューキット	YZ-043H3	4,400円
バッテリーパック (AED-M100)	SB-M10V	16,500円

レンタル期間	価格 (税込)	備考
1週間	16,500円	●救命に使用された電極パッドとレスキューキットは無償とさせていただきます。 補充が必要な場合は、ご用命の営業所へお申し付けください。
2週間	23,100円	●バッテリーにつきましては、救命でご利用になり残量が0%になった場合、またレンタル期間中未使用で残量が0%になった場合は無償でAEDを交換いたします。 AED交換につきましては、レンタルご用命の営業所へお申し付けください。
期間延長 (1週間)	10,725円	●レンタル期間中の紛失・盗難・破損、取扱上の不備により交換が必要となった場合はお客様にご負担いただきます。消耗品の価格は上記 (※2) をご参照ください。 ●レンタル期間の延長につきましては1週間単位となります。 ●申込時の貸出期間に関係なく延長料金は1週間単位となります。 ●レンタル期間の延長をご希望される場合は期間満了の3日前までにご用命の営業所にご連絡ください。 ●返送費用1台につき1,320円 (金額は沖縄、離島、一部地域除く) お客様負担となります

故障のリスクを低減するために、ケースに収納して発送します。

バッテリー、パッドは接続済みのため、ケースから出してすぐに使用することができます。

A E D-M100 短期レンタルのご案内

【レンタルのご説明】

- ★申込み方法は以下【手順】のとおり、FAXお申込書欄に必要事項を記載の上、弊社担当営業所宛にFAXをお願いします。
- ★先着順でお申し込みに対応致します。なお、台数に限りがありますので、ご希望通りにご用意できない場合がございます。
- ★レンタル開始日はお客様の元へAEDが到着した日、終了日はレンタル元（弊社）への帰着した日とさせていただきます。
- ★返却の遅延等が無い限り、お申し込んだ期間・価格でのご請求となります。
- ★AED返却後、担当営業所よりご請求致します。
- ★レンタル期間中に故障が発生した時は交換させていただきますので、ご用命の担当営業所にご連絡ください。
- ★レンタル期間中の紛失・盗難・破損・取扱い上の不備によるバッテリーの消耗は、お客様のご負担とさせていただきます。
- ★使用後のレスキューデータ取り出し等につきましてのご用命は、担当営業所へお問い合わせください。
- ★専用ケースで運送業者を通してお届けします。専用ケースより取り出してご利用ください。
- ★専用ケースは返却時に使用いたしますのでお客様のお手元で保管をお願いいたします。
- ★本レンタルプログラムを教育や訓練への使用目的にはご利用できません。別途担当営業所へご相談ください。
- ★本レンタルプログラムをご利用されるお客様は、医療機関・企業・団体・自治体・NPO等（個人を除く）とさせていただきます。

【手 順】

- ①レンタル希望日の10日前までにお申し込みください。A E Dレンタル申込書は下記FAXお申込書でご通知ください。
- ②お申込み受付後、お客様へ弊社営業担当より（出荷日、宛先等）確認のご連絡をさせていただきます。
- ③専用ケースにて運送業者から直接お客様にお届けします。
 - * 電極パッド1組、バッテリーは接続済みです。
- ④ご返却の際には到着時の専用ケースに収容してご返送願います。
 - * 運送会社が直接集荷に伺います。（事前に運送会社より集荷時間確認のお電話をさせていただきます）
 - * 返送費用はお客様ご負担となっています。（レンタル料金と併せて販売会社よりご請求いたします。集荷時の支払いは不要です）
 - * 収容の不備で返却時、故障・破損等が発生した場合、修理費をご請求させていただく場合がありますのでご注意ください。

個人情報のお取り扱いについて

日本光電工業株式会社

個人情報保護統括管理者

ご記入頂いた個人情報は、お客様とのご連絡、レンタル品の送付、および費用請求のために利用します。

ご記入頂いた個人情報は、ご本人様の同意なしに、日本光電グループ以外の第三者に提供しません。

その他、個人情報保護方針、個人情報の開示・訂正・利用停止の手続き等は、

当社ホームページの「個人情報保護について」をご覧ください。

<https://www.nihonkohden.co.jp/privacy/>

日本光電工業株式会社 個人情報保護推進事務局

〒359-8580

埼玉県所沢市くすのき台1-11-2 西武第二ビル

フリーダイヤル 0120-21-2610

電話受付時間 平日 9:00～17:00

A E D-M100 短期レンタルの申込書

*重要事項説明書を読み理解しました。

*AED短期レンタル約款に同意して申し込みます。

*AED-M100短期レンタルのご案内、個人情報のお取り扱いを確認し同意の上ご記入下さい。

お申込者様	お申込日	年 月 日		
	企業・団体名・部署名			
	ご住所			
	ご連絡先		ご担当者様	印

ご使用者様	企業・団体名・部署名			
	ご住所			
	ご連絡先		ご担当者様	

レンタル注文内容詳細	レンタル期間	ご希望台数	単価(税込)		
	1週間		¥16,500		
	2週間		¥23,100		
	1週延長		¥10,725		
	返送費用(税込)	1台につき¥1,320 別途お客様負担となります ※金額は沖縄、離島、一部地域除く			
	レンタル期間	到着日:	年 月 日	～	引取日: 年 月 日
	お届け先	☐ お申込者様	☐ ご使用者様	※お届け先お引取り先へレチェック下さい	
	お引取先	☐ お申込者様	☐ ご使用者様	☐ 引取不要	

備考欄

～お申込になるお客様へ～

- *「お届け先」欄にて「お申込者様」、「ご使用者様」のいずれかにレチェックをお付け下さい。
- *「お引取先」欄にて「お申込者様」、「ご使用者様」、「引取不要」のいずれかにレチェックをお付け下さい。
- * お引取の場合、返却予定日になりましたら弊社指定運送会社ドライバーが直接引取に伺います。
- * お貸出台数が5台以上の場合、返送費用を再算出させていただきます。
- * 沖縄、離島の返送費用に関しましては、別途お問い合わせ下さい。
- * 日程の延長を希望される際、ご連絡の上、再度お申込書を送付ください。

お申込方法

右記弊社営業所にお電話で！
FAXの場合は、必要事項を記入の上、
お申し込み下さい！
レンタル希望日の1週間前までにご連絡下さい。

お問い合わせ・申込先

日本光電工業株式会社
(インボイス制度登録番号:T2011101016254)
営業所
担当者
TEL:049-286-4771
FAX:049-286-4770